


Сорбционная колонка

# ИммуноКор

Продукт, предназначенный для удаления  
аутоантител, иммуноглобулинов  
и циркулирующих иммунных комплексов  
из плазмы крови пациентов



## Показания к применению:

Показаниями к проведению иммуносорбции с использованием колонок ИммуноКор являются аутоиммунные заболевания и состояния, характеризующиеся наличием аутоантител:

- синдром Гийена-Барре
- ХВДП
- миастения Гравис
- рассеянный склероз (РС)
- синдром ригидного человека
- иммунная тромбоцитопения (ИТП)
- ревматоидный артрит (РА)
- антифосфолипидный синдром (АФС)
- гуморальное отторжение трансплантата
- др. аутоиммунные заболевания

ОДНОКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

**Процедура:**  
иммуносорбция (A18.05.007) /  
плазмасорбция

**Объем:** 300 мл

**Свободный объем:** 80 мл

НПФ «ПОКАРД»

119607, г. Москва, Раменский бульвар, дом 1, стр. 1

info@pocard.ru  
+74955509245

MDi.b-14RU-01-0126



www.pocard.ru



t.me/pocardltd