

Сорбционная колонка

ЦТ-КОР

для селективной гемосорбции



Показания к применению:

- синдром токсического шока
- сепсис, септический шок
- синдром системного воспалительного ответа
- гиперцитокинемия и синдром цитокинового шторма
- синдром длительного сдавления (гипермиоглобинемия)
- острый панкреатит, панкреатонекроз
- сорбция антиагрегантов при подготовке к хирургическим вмешательствам
- синдром ишемии-реперфузии

ОДНОКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Процедура: гемосорбция

Активный ингредиент: сополимер стирола и дивинилбензола

Объем: 50 мл, 300 мл

Объем заполнения кровью: 22 мл, 80 мл

Диапазон удаляемых веществ: до 60 кДа

НПФ «ПОКАРД»

119607, г. Москва, Раменский бульвар, дом 1, стр. 1

info@pocard.ru
+74955509245

MDi.b.-08RU-02-0326

